




Nora Research

Апарат за активна биорезонансна терапия
(Запер на Хулда Кларк - Hulda Clark zipper)



Tangra mini



Биорезонансната терапия - алтернативата

Предназначение:

Електронният апарат "Tangra mini" е ново поколение уред и е предназначен за извършване на активна биорезонансна терапия (АБТ) върху човешкия организъм, основаваща се на генериране на електромагнитни сигнали с определена честота и форма чрез които се въздейства на вредните патогенни (вируси и бактерии) и паразити в човешкия организъм. Характерно за този тип терапия е, че е напълно безвредна, както и това, че помага в случай където нито един друг метод не помага. Ежедневната терапия с апарата изчиства организма от вредни паразити причинители на стотици болести, като същевременно повишава тонуса, премахва умората и повишава общото здравословно състояние. Изработен е точно съгласно оригиналната схема на Запер

(Зепер, Zapper) публикувана от д-р Хулда Кларк в нейната книга "Лечение на всички болести", като в този смисъл може да бъде наречен "Запера на Хулда Кларк". Учен който поставя основите на съвременната биорезонансна терапия чрез своята практика и забележителни книги ("Лечение на всички болести" и др.). Апарата се характеризира със своето удобство, качество и дълъг живот, което го прави подходящ за използване в ежедневието, медицинските и терапевтични центрове. Предвидени са удобни и здрави гивни електроди които правят извършването на терапията удобно. Използвани са е съвременни технологии, като апарата е произведен и проектиран изцяло в Европейския съюз. Налична е подробна инструкция за експлоатация на български език. Осигурена е гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Повече информация може да намерите на нашия интернет сайт: www.noraresearch.com

Технически характеристики:

Захранване: 9V от батерия тип 6F22

Консумация на ток: <math><0.015\text{ A}</math>

Честотен спектър: правоъгълен сигнал с честота 32KHz (+/-10% при напрежение на батерията 9V)

Амплитуда на изходния сигнал: max. 8V

Максимален изходен ток: 0.006 A

Консумирана мощност: max. 0.15W

Годност на батерията: средно 200 цикъла по 7 минути (зависи от модела на батерията)


Време на работа: ръчен режим

Маса на изделието с опаковката: не повече от 600 гр.

Гаранция: 12 месеца

Особености

удобни сменяеми гивни електроди



По оригинална схема на запера на д-р Хулда Кларк



Удобни и здрави букси, компактен дизайн



www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg