



Nora Research

Апарат за активна биорезонансна терапия
(професионален Запер)



Tangra II



Биорезонансната терапия - алтернативата

Предназначение:

Професионалният електронен апарат "Tangra 2" е ново поколение уред и е предназначен за извършване на активна биорезонансна терапия (АБТ) върху човешкия организъм, основаваща се на генериране на електромагнитни сигнали с определена честота и форма чрез които се въздейства на вредните патогенни (вируси и бактерии) и паразити в човешкия организъм. Характерно за този тип терапия е, че е напълно безвредна, както и това, че помага в случай където нито един друг метод не помага. Ежедневната терапия с апарата изчиства организма от вредни паразити причинители на стотици болести, като същевременно повишава тонуса, премахва умората и повишава общото здравословно състояние.

Базиран е напълно върху трудовете на световно известния доктор Хулда Кларк, която поставя основите на съвременната биорезонансна терапия чрез своята практика и забележителни книги ("Лечение на всички болести" и др.). Предвидени са 4 работни програми за терапия, което позволява да бъде оказано силно влияние върху много широк спектър от вредни

микроорганизми. Една от програмите е тази на електронният ЗАПЕР на д-р Хулда Кларк. Налична е лекуваща програма за високочестотна терапия, която действа и като имуностимулант. Възможна е промяна на мощността на апарата, чрез което се постига по-добра настройка спрямо конкретното заболяване и чувствителност на дадения човешки организъм.

Апарата се характеризира със своето удобство, качество и дълъг живот, което го прави подходящ за използване в ежедневието, медицинските и терапевтични центрове. Предвидени са удобни и здрави сменяеми гривни електроди. Захранването се извършва посредством безопасен трансформаторен адаптер. Съвременния дизайн, удобните бутони, светлинни и звукови индикатори правят използването на апарата комфортно. Използвана е съвременна микроелектроника, като апарата е произведен и проектиран изцяло в Европейския съюз. Налична е подробна инструкция за експлоатация на български език. Осигурена е гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Повече информация може да намерите на нашия интернет сайт: www.noraresearch.com

Технически характеристики:

Захранване: мрежово захранване 220V/50Hz посредством трансформаторен адаптер

Консумирана мощност: <2W

Честотен спектър:

Програма I: Времево и честотно модулиран сигнал с опорна честота 33 000 Hz – правоъгълна форма с широк хармоничен спектър

Програма II: Времево и честотно модулиран сигнал с опорна честота 1 000 Hz – правоъгълна форма с широк хармоничен спектър

Програма III: Времево и честотно модулиран сигнал с опорна честота 5 000 Hz – правоъгълна форма с широк хармоничен спектър

Програма Ultra: Времево и честотно модулиран сигнал с висока честота (КВЧ терапия) – правоъгълна форма с широк хармоничен спектър

Амплитуда на изходния сигнал: 25-30V


Максимален изходен ток:

Режим "Low" 80 микро ампера
Режим "High" 200 микро ампера

Време на работа: 7 минути +/- 30 секунди

Особености

удобни сменяеми гривни електроди



4 програми, 2 нива на мощност, удобни индикатори и бутони



съвременен дизайн, удобна конструкция



www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg